



[ERBE VIO 300 D VIO 300D -VIO300D- HF GERÄT](#)

SKU: EF012025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Das Erbe VIO 300 D wird in der Chirurgie eingesetzt, um Gewebe präzise zu durchtrennen und gleichzeitig zu koagulieren, um Blutungen zu stoppen. Es nutzt hochfrequente Ströme, die gezielt auf das Gewebe abgegeben werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Das Gerät wird häufig in verschiedenen chirurgischen Disziplinen wie Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie und HNO verwendet.

Merkmale:

- Mehrere Anwendungsmodi: Das Erbe VIO 300 D bietet verschiedene Modi wie Schneiden, Koagulation und Fulguration, die sich an den unterschiedlichen Anforderungen des chirurgischen Eingriffs orientieren.
- Schneiden: Präzise Gewebezertrennung mit minimaler Blutung.- Koagulation: Blutstillung bei Gewebeschäden.
- Fulguration: Anwendung für kleinere Gewebeschäden oder zur Blutstillung durch Verpuffen und Schorfbildung.
- Modulare Anwendung: Das Gerät bietet eine modulare Bauweise mit einer Vielzahl von Elektroden, die je nach Anwendung und Eingriff gewählt werden können.
- Sicherheitsfunktionen: Das VIO 300 D ist mit einem Überwachungssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass die Stromabgabe immer innerhalb des sicheren Bereichs bleibt, um Verbrennungen oder Gewebeschäden zu vermeiden.
- Präzise Steuerung: Es bietet eine genaue und einstellbare Leistung, um die Intensität der hochfrequenten Ströme präzise zu steuern, je nach den Anforderungen der Operation.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

