



MIELE G 7781 // G7781 THERMODESINFEKOR

SKU: AF092014

zzgl. Versandkosten

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Dental und Zahnheilkunde

PRODUKTBESCHREIBUNG

Thermodesinfektor Hersteller : MIELE

3N AC 400V 9;7Kw 16A Serien Nr. 12/18356747

Inkl 02 Körben

Typ. G 7781 / 1

Normal 0



21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family: "Calibri", "sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Der Reingiungs- und Desinfektionsautomat G 7781 TD von Miele ist ein professionelles Frontladegerät um zahnmedizinische Instrumente, Gerätschaften und Hilfsteile zu reinigen und zu desinfizieren. Folgende 3 Programmen sind eingestellt und wählbar:

- Programm Desin 93c/10 Min. mit bakterizider und viruzider Wirkung einschliesslich HBV und HIV gem. Paragraph 10C BSeuchG mit 2x Zwischenspülen und Nachspülen bei 65c 3 Min.
- Programm DESN vario TD: Vorspülen und Reinigen bei 60c 5min.;2x Zwischenspülen; Desinfizieren/Nachspülen bei 93c /5 Min.
- Programm Intensiv: Vorspülen, Reinigen bei 65c/ 3 Min.; Zwischenspülen; Nachspülen bei 65c/2 Min.



Die Gerätevorteile des Miele Thermodesinfektors sind :

- Standardisiertes, validierbares Dekontaminationsverfahren in dem die Reinigung und Desinfektion von kontaminierten Instrumenten, Gebrauchsgegenstände und Hilfsutensilien in einem geschlossenen System stattfindet
- Thermische Desinfektion mit nachgewiesener fungizider, bakterizider und virusinaktivierender Wirkung
- Gründliche Innen- und Außenreinigung der Instrumente
- Sichere und schonende Aufbereitung der hochwertigen Instrumente
- Hoher und gleich bleibender Hygienestandard bei der Instrumentenaufbereitung
- Reduzierung der Kontaminationsgefahr
- Minimierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
- Einfache Trockenlagerung bis zu 6 Std. im Thermo-Desinfektor
- Effizienter Personaleinsatz
- Geringe Kosten

Ausstattung:

Spülraum/Edelstahl für 2-Etagennutzung; Spülarme/Edelstahl; 4fach Filtersystem; UP Umwälzpumpe Qmax. 400 l/min; AP Ablaufpumpe; DK Dampfkondensator/Wärmetauscher; WES Wasserenthärter;

Beheizung

Elektro



Dosiertechnik

- 1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger; (Reiniger)
- 1 Dosiergerät/Tür für fl. Medien; (Klarspüler)
- 1 Dosierpumpe 10/30 für fl. saure Medien; (Neutralisator)

Anschluss für DOS-Modul: DOS C 60 Dosiergerät für fl. Reiniger (DOS Modul C60, dieses kann optional im Handel erworben werden)

Spültechnik

Frischwassersystem; thermische Desinfektion bei 93°C mit 10/5 Minuten Haltezeit; Ankupplungssystem für Oberkörbe und Oberkörbe/Injektor

Bauform

Frontladegerät mit Klapptür; Standgerät/unterbaufähig; schräge Schalterblende; H 820, B 600, T 600 mm

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





