



OLYMPUS ETD 2 PLUS ENDOSKOPIE DESINFEKTIONSGERÄT

SKU: AZ032019-A

1.299,00 €

Endo Thermo Disinfector ETD PLUS

Der Endo-Thermo-Disinfector ETD 2 plus ist eine Endoskopauflbereitungsmaschine zur vollautomatischen Reinigung und Desinfektion von allen wasserdichten flexiblen Olympus OES und EVIS Endoskopen sowie starren Olympus Endoskopen.

Im ETD 2 plus werden die Endoskope auf Dichtigkeit überprüft und anschließend werden alle Oberflächen sowie sämtliche Kanäle gereinigt, desinfiziert, zweimal gespült und abschließend angetrocknet (3 Minuten) oder vollständig getrocknet (15 Minuten).

Abmessungen: Breite 900 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 850 mm mit Deckel, 820 mm ohne Deckel und Isolierung
Installationsbereich bauseitiger Armaturen an der Wand: 700 mm breit, mittig hinter der ETD, 140 mm tief

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



**Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#),
[Endoskopie und Zubehör](#)**



PRODUKTBESCHREIBUNG

Endo Thermo Disinfector ETD PLUS

Der Endo-Thermo-Disinfector ETD 2 plus ist eine Endoskopaufbereitungsmaschine zur vollautomatischen Reinigung und Desinfektion von allen wasserdichten flexiblen Olympus OES und EVIS Endoskopen sowie starren Olympus Endoskopen.

Im ETD 2 plus werden die Endoskope auf Dichtigkeit überprüft und anschließend werden alle Oberflächen sowie sämtliche Kanäle gereinigt, desinfiziert, zweimal gespült und abschließend angetrocknet (3 Minuten) oder vollständig getrocknet (15 Minuten).

Abmessungen: Breite 900 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 850 mm mit Deckel, 820 mm ohne Deckel und Isolierung
Installationsbereich bauseitiger Armaturen an der Wand: 700 mm breit, mittig hinter der ETD, 140 mm tief

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

