



SIEMENS SONOLINE G20 SLC INKL. 3.5 KONVEX, 7.5 LINEAR UND ENDO V II

SKU: A0042014

Bezeichnung . Siemens Sonoline G20 SLC

Gebrauchtsystem (2005)

ideal für Allgemeinmediziner, Gynäkologen , Urologen
oder mit einer Sonde für Allgemeinmediziner oder HNO

C5-2 für Abdomen,

7.5L75S für Säuglingshüfte

Endo V II 5.0 - 7.5 vaginal Sonde

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . Siemens Sonoline G20 SLC

Gebrauchtsystem (2005)

ideal für Allgemeinmediziner, Gynäkologen , Urologen
oder mit einer Sonde für Allgemeinmediziner oder HNO



DIMAQ-IP Integrated Workstation
Windows-basiertes Arbeiten mit "on-Screen"-Menüs
ReadySet "on-screen" workflow shortcuts
Vertrautes Sonoline Standard-Bedienfeld
Multihertz - Multi-Frequenz Bildgebung mit bis zu 5 frei wählbaren Frequenzen
SynAps Technologie an allen Schallköpfen
MicroCase Schallkopf Design mit SuppleFlex Schallkopfkabel
Optionale Biopsie Nadelführung
SynAps - Synthetische Aperturen
Verbesserte Tiefenauflösung
Verbesserte Bilddarstellung bei schwer zu schallenden Patienten

volldigitales S/W System mit integriertem CD-RW Laufwerk
zur Archivierung ihrer Untersuchungsdaten

Wir können die Bildqualität mit einem Tastendruck optimieren und bieten Ihnen beste Ergebnisse in kürzerer Zeit.
Mit dem Sonoline G20 Ultraschallsystem müssen Sie keine Kompromisse mehr eingehen. Denn das Sonoline G20 bietet neben seiner Mobilität das ganze Potenzial digitaler Technologie der nächsten Generation.
Es ist ein leistungsstarkes Schwarz/Weiß-System mit hervorragender Ergonomie und intuitiver Bedienung. Und dies alles in bewährter Sonoline Qualität. Mit seinem äußerst leichten Gewicht und seiner extremen Beweglichkeit hilft Ihnen dieses Hochleistungssystem, ihre täglichen klinischen Herausforderungen zu meistern

C5-2 für Abdomen,
7.5L75S für Säuglingshüfte
Endo V II 5.0 - 7.5 vaginal Sonde

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

