



THOMASHILFEN THEVO AKTIV DEKUBITUS THERAPIE SYSTEM STEUERGERÄT

SKU: AC012025

~~1.656,00 €~~ **1.405,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Thomashilfen Thevo Aktiv Dekubitus-Therapie-System ist ein medizinisches Gerät, das zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus (Druckgeschwüren) verwendet wird. Es handelt sich dabei um ein innovatives System, das in erster Linie für die Unterstützung von Patienten entwickelt wurde, die aufgrund von Immobilität oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen ein erhöhtes Risiko für Dekubitus haben.

Das Steuergerät ist ein wesentlicher Bestandteil des Thevo Aktiv Systems und hat die Aufgabe, das System zu überwachen und zu steuern. Es reguliert die Luftdruckverhältnisse und sorgt so für eine kontinuierliche und kontrollierte Entlastung der betroffenen Körperstellen des Patienten. Durch regelmäßige Druckverlagerungen wird der Blutfluss gefördert und die Entstehung von Druckgeschwüren verhindert.

Hier sind einige der Funktionen und Merkmale des Steuergeräts des Thevo Aktiv Systems:

- 1. Druckregulierung:** Das Steuergerät passt den Luftdruck in den verschiedenen Luftkammern der Matratze an. Diese Kammern sind so gestaltet, dass sie regelmäßig den Druck von den Körperstellen des Patienten nehmen und so den Druck auf die Haut reduzieren.
- 2. Dynamische Druckverlagerung:** Das System sorgt für eine kontinuierliche Druckverlagerung, indem es die Luft in den Kammern nach einem bestimmten Muster auf- und abbauen lässt. Dies simuliert eine natürliche Bewegung und verhindert, dass der Druck auf bestimmten Hautstellen zu lange aufrechterhalten wird.
- 3. Individuelle Anpassung:** Das Steuergerät ermöglicht eine individuelle Anpassung der Druckverhältnisse an die Bedürfnisse des Patienten, basierend auf dessen Gewicht, Gesundheitszustand und Risikoprofil.



4. Automatische Überwachung und Kontrolle: Das Steuergerät kann in vielen Fällen auch automatisch den Zustand der Matratze überwachen und anpassen, um sicherzustellen, dass der gewünschte Druck in den einzelnen Kammern immer aufrechterhalten wird.

5. Benutzerfreundlichkeit: Das Steuergerät ist in der Regel einfach zu bedienen und kann sowohl von Pflegekräften als auch von Patienten oder deren Angehörigen leicht gesteuert werden. Es bietet oft visuelle oder akustische Signale, um den Nutzer über den Status des Systems zu informieren.

6. Komfort und Sicherheit: Das System ist darauf ausgelegt, den Patienten nicht nur zu entlasten, sondern ihm auch Komfort zu bieten. Es trägt dazu bei, die Haut zu schützen und den Heilungsprozess zu fördern, wenn bereits Dekubituswunden bestehen.

Anwendung

Das Thevo Aktiv Dekubitus-Therapie-System wird in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und auch zu Hause eingesetzt, vor allem bei Patienten mit erhöhtem Risiko für Dekubitus, wie beispielsweise bettlägerige oder immobile Menschen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

