



## [WEBECO DAMPF-STERILISATOR A35-B B-KLASSE AUTOKLAV](#)

SKU: W082013

zzgl. [Versandkosten](#)

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental und Zahnheilkunde](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Dampf-Sterilisator für die allgemeinmedizinische und die operative Praxis.  
Konzipiert und gebaut gemäß den Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 13060 für Dampf-Klein-Sterilisatoren (Typ B).

### **Besondere Merkmale**

Der A35-B ist ausgerüstet mit einem Speisewasser-Einschubtank sowie Kondenswasser-Einschubtank zur autarken Ver- und Entsorgung des Sterilisators mit Wasser. Darüber hinaus kann mit den Komponenten des Automatischen Wasser-Systems



(AWS) eine selbststeuernde Wasser-Versorgung und -Entsorgung eingerichtet werden.

### **Produkteigenschaften**

5 Sterilisationsprogramme

Schnellprogramm 134 °C für einfache, unverpackte Instrumente

Kurzprogramm 134 °C für komplexe, verpackte Instrumente

Standardprogramm 134 °C für komplexe, verpackte Instrumente mit verlängerter Vakuumtrocknung (15 min)

Standardprogramm 121 °C für komplexe, verpackte Instrumente für temperaturempfindliche Güter, mit verlängerter Vakuumtrocknung (15 min)

Spezialprogramm P 134°C mit 18-minütiger Einwirkzeit

2 Testprogramme (Vakuumtest, Bowie&Dick-Test)

Kammerdurchmesser 26 cm, Tiefe 35 cm

Vollautomatischer Programmablauf, Steuerung und Überwachung mit Dokumentation, Störungs- und Warnmeldungen

Hochgenaue Messung, Steuerung und Regelung über Absolut-Druckaufnehmer und PT 100-Widerstandsthermometer

Einfache Interaktion über vollgraphisches Display

Differenzbesteuerte Ware nach §25a UStG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

