



## [WEBECO STERILISATOR A30-B B-KLASSE AUTOKLAV](#)

**SKU:** V122011-NV

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE



/\* Style Definitions \*/

```
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
```

## B KLASSE STERILISATOR

- WEBECO GmbH & Co. KG
- A30-B Gerätetyp nach DIN EN 13060
- 500 x 560 x 530 (äußere Maße)
- Ca 52 kg
- 230 V / 50 Hz / 16 A
- 200 x 100 x 320 mm (B x H x T) / 7 Liter
- Leitwertmessung des Speisewassers · Vakuüm-Lecktest
- Fraktioniertes Vorvakuüm zur Entlüftung des Guts,
- Stand-by-Beheizung der Kammer mit Selbstabschaltung
- je nach Programm und Charge zwischen 9 und 50 Min.
- Schnellprogramm bei 134 °C für offene Trays bis 3,5 kg Beladung

. Programme:

1=Sterilisiergut

2=Druck

3=Temperatur

4=Zeit bis zur Wiederverfügbarkeit des

Programms



- 1) Schnellprogramm: 1: offene Trays, Instrum. bis 3,5 kg  
2: 3 bar abs. 3: 134 °C 4: 9-13 Min.
- 2) Kurzprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum. bis 3,5 kg  
2: 3 bar abs. 3: 134 °C 4: 12-28 Min.
- 3) Standardprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum. bis 3,5 kg  
poröses Material (Textil) 2: 3 bar abs. 3: 134 °C 4: 28-38 Min.
- 4) Standardprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum.  
bis 3,5 kg poröses Material (Textil bis 1,5 kg)  
2: 2 bar abs. 3: 121 °C 4: 40-50 Min.
- 5) Prionenprogramm: 1: verpackt, Kassette, Instrum. bis  
3,5 kg poröses Material (Textil bis 1,5 kg) 2: 3 bar abs. 3: 134 °C  
4: 46-56 Min.

20. Sterilisation von Hand- und Winkelstücken in allen Programmen möglich

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

