



**2011 SJM 100036696 BIONSENSE WEBSTER  
STOCKERT GENCONNECT MODUL MIT  
KABELN ~ 31272**

**SKU:** KF122023-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Elektrophysiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das BionSense Webster Stockert GenConnect ist ein System, das in der Elektrophysiologie verwendet wird, insbesondere zur Unterstützung bei der Durchführung von Ablationsverfahren zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Hier sind einige wichtige Aspekte des Systems:

1. **Integration:** GenConnect ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Geräte und Systeme im Katheterlabor, was eine verbesserte Koordination während elektrophysiologischer Eingriffe fördert.
2. **Datenmanagement:** Das System bietet Funktionen zur Erfassung und Verwaltung von Patientendaten sowie zur Dokumentation von Eingriffen, was die Nachverfolgbarkeit und Analyse verbessert.
3. **Visualisierung:** GenConnect kann Echtzeit-Bildgebung und -Datenvisualisierung bereitstellen, um Ärzten zu helfen, fundierte Entscheidungen während des Verfahrens zu treffen.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist in der Regel so gestaltet, dass sie intuitiv bedienbar ist, um den Anwendern eine effiziente Nutzung zu ermöglichen.
5. **Anwendungen:** Es wird häufig in der Behandlung von Vorhofflimmern und anderen komplexen Herzrhythmusstörungen eingesetzt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

