



3.5 SEKTOR SONDE PROBE FÜR SIEMENS **SONOLINE ULTRASCHALLGERÄTE**

SKU: D032013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Passt auf Sonoline SX / SL / SL1 / SL2 / Si 200 / Si250 / Si 400 / Si 450

Durchmesser : 15 mm

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Andere Sonden stehen auch zur Verfügung, einfach anfragen.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

