




## [3M 9661L SURGICAL CLIPPER](#)

**SKU:** FT052025-NV

Der **3M 9661L Surgical Clipper** ist ein leistungsstarkes, präzises Instrument zur sicheren und effizienten Haarentfernung im chirurgischen Umfeld. Er bietet eine zuverlässige Schnittleistung bei minimaler Hautirritation und unterstützt so optimale OP-Bedingungen.



---

**Categories:** [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **3M 9661L Surgical Clipper** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für die präzise und sichere Vorbereitung von Hautarealen vor chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Ergonomie und Effizienz aus und erfüllt höchste Anforderungen in sterilen Umgebungen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Schneidleistung:** Die scharfen, langlebigen Klingen ermöglichen ein sauberes und gleichmäßiges Trimmen von Haaren, wodurch das Risiko von Hautirritationen und Infektionen minimiert wird.
- **Ergonomisches Design:** Der Clipper liegt komfortabel in der Hand und erlaubt eine einfache Handhabung auch bei längeren Anwendungen, was die Bedienung für medizinisches Personal erleichtert.
- **Leicht zu reinigen und zu desinfizieren:** Die Materialien sind beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln, was eine hygienische Nutzung in Operationssälen sicherstellt.
- **Leiser Betrieb:** Das Gerät arbeitet geräuscharm, wodurch Stress für Patienten reduziert wird und eine ruhige Atmosphäre im OP gefördert wird.
- **Lange Betriebsdauer:** Dank effizienter Motorentechnologie ist der Clipper für eine langanhaltende Nutzung ohne Leistungseinbußen ausgelegt.

### Anwendungsbereiche:



- Vorbereitung des Operationsfeldes durch Entfernung von Haaren
- Dermatologische Behandlungen und kleine chirurgische Eingriffe
- Praxis- und Klinikbetrieb mit hohen Hygienestandards

#### **Technische Spezifikationen:**

- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: Niedrig, für energieeffizienten Betrieb
- Klingenmaterial: Rostfreier Edelstahl
- Abmessungen: Kompakt und handlich
- Gewicht: Leicht für ermüdungsfreies Arbeiten

Der 3M 9661L Surgical Clipper ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für medizinisches Fachpersonal, das Wert auf Präzision, Hygiene und Komfort legt. Durch seine robusten und durchdachten Eigenschaften trägt er maßgeblich zur optimalen Vorbereitung chirurgischer Eingriffe bei und unterstützt die Sicherheit von Patienten und Anwendern gleichermaßen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

