



## CAREFUSION ALARIS TIVA SPRITZENPUMPE PERFUSOR

**SKU:** IN102025

Die 5x Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpen mit Gateway Workstation bieten präzise und zuverlässige Infusionskontrolle für die Total Intravenöse Anästhesie. Das integrierte Gateway ermöglicht eine zentrale Überwachung und Steuerung, was die Sicherheit und Effizienz in klinischen Anwendungen verbessert.



---

**Categories:** [Infusionspumpe](#), [Infusoren und Perfusoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe Perfusor** ist ein hochmodernes Infusionsgerät, das speziell für die sichere und präzise Verabreichung von Medikamenten im Rahmen der Total Intravenous Anesthesia (TIVA) entwickelt wurde. Dieses medizinische Gerät ermöglicht eine exakte Dosierung und kontinuierliche Infusion von Arzneimitteln, was insbesondere in der Anästhesie und Intensivmedizin von entscheidender Bedeutung ist.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Dosierung:** Die Spritzenpumpe gewährleistet eine exakte und kontrollierte Medikamentenabgabe, um eine optimale Wirksamkeit und Patientensicherheit zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundliches Design:** Intuitive Bedienoberfläche und klare Anzeigeparameter erleichtern die Handhabung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Flexibilität:** Kompatibel mit verschiedenen Spritzengrößen und -typen, um unterschiedlichen klinischen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarme und Schutzmechanismen erkennen und melden Fehlfunktionen wie Verstopfungen, Luft im Schlauch oder Batterieprobleme.
- **Langlebigkeit und Zuverlässigkeit:** Hochwertige Materialien und robuste Bauweise sorgen für einen

zuverlässigen Betrieb im klinischen Alltag.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Alaris TIVA Spritzenpumpe Perfusor wird vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Anästhesie – insbesondere für die kontinuierliche intravenöse Verabreichung von Anästhetika.
- Intensivmedizin – zur kontrollierten Applikation von Schmerzmitteln, Sedativa und anderen kritischen Medikamenten.
- Schmerztherapie – für eine individuell angepasste Medikamentendosierung.

### **Technische Spezifikationen:**

- Präzisionsmechanismus für gleichmäßige Infusionsraten.
- Digitale Anzeige mit Echtzeit-Infusionsparametern.
- Akku- und Netzbetrieb für maximale Mobilität und Flexibilität.
- Vielseitige Schnittstellen zur Integration in klinische Überwachungssysteme.

Die Carefusion Alaris TIVA Spritzenpumpe Perfusor stellt eine unverzichtbare Komponente in der modernen Patientenversorgung dar, da sie eine sichere, effiziente und patientenorientierte Medikamentenverabreichung ermöglicht. Durch ihre Präzision und Zuverlässigkeit unterstützt sie medizinisches Fachpersonal dabei, optimale Therapieergebnisse zu erzielen und gleichzeitig das Risiko von Dosierungsfehlern zu minimieren.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

