



505 BAIR HUGGER TOTAL TEMPERATURE MANAGEMENT SYSTEM

SKU: F122025

Das 505 Bair Hugger Total Temperature Management System bietet eine effiziente und sichere Methode zur perioperativen Temperaturkontrolle, um Hypothermie zu verhindern. Durch innovative Technologie gewährleistet es eine präzise und gleichmäßige Wärmeverteilung für verbesserten Patientenschutz während chirurgischer Eingriffe.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **505 Bair Hugger Total Temperature Management System** ist ein fortschrittliches medizinisches Gerät, das speziell entwickelt wurde, um die Körpertemperatur von Patienten während chirurgischer Eingriffe und anderer medizinischer Verfahren präzise zu überwachen und zu steuern. Durch die Kombination modernster Technologien bietet das System eine zuverlässige und sichere Lösung zur Vermeidung von Hypothermie und anderen temperaturbedingten Komplikationen.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Das System ermöglicht eine genaue Regulierung der Körpertemperatur, um den Patienten während der Operation in einem optimalen thermischen Zustand zu halten.
- **Intelligente Temperaturmanagement-Software:** Die integrierte Software überwacht kontinuierlich die Körpertemperatur und passt die Wärmezufuhr automatisch an die individuellen Bedürfnisse des Patienten an.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Geeignet für verschiedene chirurgische Verfahren und Patientengruppen, einschließlich Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen.
- **Komfort und Sicherheit:** Das System verwendet speziell entwickelte Warmluftdecken, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten und Hautreizungen minimieren.



- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche mit Touchscreen ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Einstellung und Überwachung.
- **Mobilität und Flexibilität:** Kompaktes Design mit leicht transportierbaren Komponenten für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.

Vorteile für Klinikpersonal und Patienten:

- Reduktion perioperativer Komplikationen durch effektives Temperaturmanagement.
- Verbesserte postoperative Erholung dank konstanter Normothermie.
- Erhöhung der Patientensicherheit und Verringerung von Infektionsrisiken.
- Optimierung des OP-Ablaufs durch benutzerfreundliche Handhabung.

Das **505 Bair Hugger Total Temperature Management System** stellt somit eine innovative und bewährte Lösung dar, um die Patiententemperatur während kritischer Behandlungsphasen sicher und effektiv zu kontrollieren. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, beste Behandlungsergebnisse zu erzielen und die Versorgung auf höchstem Niveau sicherzustellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

