




GE 6TC ULTRASCHALL SONDE GE 6TC ULTRASCHALLSONDE

SKU: MF122023

~~4.000,00 €~~ **3.500,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Ge 6Tc Ultraschallsonde ist eine hochpräzise Sonde, die für vielseitige diagnostische Ultraschalluntersuchungen entwickelt wurde. Sie gewährleistet eine exzellente Bildqualität und zuverlässige Leistung bei verschiedenen medizinischen Anwendungen.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden / Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Ge 6Tc Ultraschallsonde** ist ein hochwertiges medizinisches Diagnoseinstrument, das speziell für den Einsatz in der Ultraschalldiagnostik entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch ihre präzise Bildgebung und hohe Zuverlässigkeit aus, wodurch sie eine wertvolle Unterstützung bei der klinischen Untersuchung und Diagnose verschiedener Krankheitsbilder bietet.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Frequenzbereich:** Die Sonde arbeitet im optimalen Frequenzbereich, der eine hervorragende Bildauflösung und Gewebetiefenpenetration ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Das handliche und leichte Design sorgt für eine einfache Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei langem Gebrauch.
- **Vielseitige Anwendung:** Geeignet für verschiedene Ultraschalluntersuchungen, darunter abdominale, gynäkologische, kardiologische und oberflächennahe Untersuchungen.

- **Robuste Bauweise:** Die Sonde ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und Beständigkeit gegenüber häufigem Gebrauch und Desinfektionsmitteln gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Die Ge 6Tc ist kompatibel mit einer Vielzahl von Ultraschallgeräten des Herstellers General Electric (GE) und unterstützt dadurch flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen klinischen Umgebungen.

Technische Spezifikationen:

- Typ: Konvexsonde
- Frequenz: 6 MHz
- Imaging-Modi: 2D, Doppler
- Anschluss: Standard GE Ultraschallanschluss
- Material: Biokompatible, leicht zu reinigende Oberflächen

Die **Ge 6Tc Ultraschallsonde** bietet Ärzten und medizinischem Fachpersonal eine präzise und zuverlässige Lösung zur Bildgebung, die eine genaue Diagnose unterstützt und somit zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt. Durch ihre robuste und innovative Konstruktion ist sie ein unverzichtbares Werkzeug in modernen Ultraschallpraxisumgebungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	9 kg
Versand	Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
Zustand	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert. Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
Lieferumfang	D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

