



**AAP SYSTEM LFS 4.5MM**  
**SCHRAUBENDREHER ORTHOPÄDISCHES**  
**INSTRUMENT FÜR LFS**

**SKU:** CF102025-K

**AAP SYSTEM LFS 4.5mm Schraubendreher** ist ein präzises orthopädisches Instrument, speziell entwickelt für die sichere und effiziente Handhabung von LFS-Schrauben. Das ergonomische Design gewährleistet optimale Kontrolle und Stabilität während chirurgischer Eingriffe.



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

