



ACL TOP 500 CTS KOAGULATION-ANALYSER MIT SOFTWARE

SKU: CI072022-NV



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gerinnung, Chromogen + Immunologie
- Proben an Bord: 80 d.h 10 pro Rack
- Reagenzien an Bord: 40 (gekühlt)
- Reagenz-Barcode-Leser: Ja (begriert)
- Küvetten pro Bord: 800
- Anwendungen an Bord: 500 (250 benutzerdefinierbar)
- Test/Probe: 30 --
- Durchsatz: PT – 240 Tests/h, APTT – 180 Tests/
- Beispielvorschau: Ja
- Kalibrierkurvenvorschau: Ja
- Parallelismus zum Faktor: Ja
- Re-Run- und Reflexprüfung: Ja (konfigurierbar)
- Reaktionskurven: Ja
- Qualitätskontrollprogramm: Ja (mit konfigurierbaren Multiregeln)
- Ergebnis Autovalidierung: Ja
- Patientenproben-Datenbank: 20.000 Proben (konfigurierbar)
- Veranstaltungssystem: Ja
- Bidirektionale Schnittstelle: Ja
- Host-Abfrage-Funktion: Ja
- Masse. (H x T x B): 730 x 820 x 1100 mm
- Gewicht: ca 141 kg



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

