



[ACL TOP 500 CTS KOAGULATION-ANALYSER MIT SOFTWARE](#)

SKU: CI072022-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gerinnung, Chromogen + Immunologie
- Proben an Bord: 80 d.h 10 pro Rack
- Reagenzien an Bord: 40 (gekühlt)
- Reagenz-Barcode-Leser: Ja (begriert)
- Küvetten pro Bord: 800
- Anwendungen an Bord: 500 (250 benutzerdefinierbar)
- Test/Probe: 30 --
- Durchsatz: PT – 240 Tests/h, APTT – 180 Tests/
- Beispielvorhersage: Ja
- Kalibrierkurvenvorhersage: Ja
- Parallelismus zum Faktor: Ja
- Re-Run- und Reflexprüfung: Ja (konfigurierbar)
- Reaktionskurven: Ja
- Qualitätskontrollprogramm: Ja (mit konfigurierbaren Multiregeln)
- Ergebnis Autovalidierung: Ja
- Patientenproben-Datenbank: 20.000 Proben (konfigurierbar)
- Veranstaltungslogsystem: Ja
- Bidirektionale Schnittstelle: Ja
- Host-Abfrage-Funktion: Ja
- Masse. (H x T x B): 730 x 820 x 1100 mm
- Gewicht: ca 141 kg



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand	<p>Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem</p> <p>Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.</p>
Zustand	<p>Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.</p> <p>D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.</p> <p>Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.</p>
Lieferumfang	<p>Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.</p> <p>D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.</p> <p>Gereinigt und desinfiziert.</p>



GALLERIE

