



## [ACUTRONIC FABIAN HFO - BEATMUNGSGERÄT DOM 2020](#)

SKU: DI072025

zzgl. [Versandkosten](#)

**ACUTRONIC Fabian HFO - Beatmungsgerät DOM 2020** ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das speziell für die intensivmedizinische Versorgung von Neugeborenen und Säuglingen entwickelt wurde. Es kombiniert konventionelle Beatmung mit Hochfrequenzoszillation (HFO) und gewährleistet eine präzise, schonende Atemunterstützung zur Optimierung der Lungenfunktion.



---

Categories: [Beatmungsgerät](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

