



**[AESCULAP 3D EINSTEIN VISION FLOW40 INSUFFLATIONSGERÄT \(N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>\) ENDOSKOPISCH- MLW-3225C MONITOR - LED LICHTQUELLE - PV840 EDDY FULL HD DOKUMENTATIONSSYSTEM - 50 X EV2-000056 KAMERA EINWEGHÜLLEN](#)**

**SKU:** H032023-NV

Das **AESCULAP 3D Einstein Vision Flow40 Insufflationsgerät** ermöglicht präzise und sichere Insufflation mit N<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> für endoskopische Eingriffe. In Kombination mit dem *MLW-3225C Monitor*, der leistungsstarken **LED Lichtquelle** und dem *PV840 Eddy Full HD Dokumentationssystem* gewährleistet es eine hochauflösende Visualisierung und umfassende Dokumentation. Die 50 **EV2-000056 Kameraeinweghüllen** sorgen für hygienische Standards und schützen das Equipment zuverlässig.



---

**Categories:** [Starre Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **AESCULAP 3D Einstein Vision Flow40 Insufflationsgerät** ist ein hochmodernes System, speziell entwickelt für die endoskopische Chirurgie. Es unterstützt die sichere und präzise Insufflation von medizinischen Gasen wie **CO<sub>2</sub>** und **N<sub>2</sub>O**, um optimale Sichtverhältnisse und chirurgische Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Mit seiner intelligenten Steuerung sorgt das Gerät für eine konstante und kontrollierte Gaszufuhr, was die Patientensicherheit erhöht und intraoperative Komplikationen minimiert.

Der integrierte **MLW-3225C Monitor** bietet eine hochauflösende Anzeige, die speziell auf die Anforderungen der minimal-invasiven Chirurgie abgestimmt ist. Durch die kontrastreiche und klare Bilddarstellung können Chirurgen

feinste Strukturen präzise erkennen und behandeln.

Die **LED Lichtquelle** garantiert eine helle, langlebige und homogene Ausleuchtung des Operationsfeldes. Dank der energieeffizienten LED-Technologie wird eine optimale Farbwiedergabe und geringe Wärmeentwicklung erreicht, was den Komfort für Patient und Operateur erhöht.

Das **PV840 Eddy Full HD Dokumentationssystem** ermöglicht eine hochwertige Videoaufzeichnung und Bilddokumentation in Full-HD-Qualität. Es unterstützt die Nachverfolgung und Analyse von Eingriffen sowie die Erstellung von Patientenunterlagen und wissenschaftlichen Dokumentationen.

Im Lieferumfang enthalten sind **50 Stück EV2-000056 Kameraeinweghüllen**, die eine sterilisierbare und hygienische Verwendung der Endoskopkammeras gewährleisten. Diese Einweghüllen sind speziell konzipiert, um die Bildqualität nicht zu beeinträchtigen und gleichzeitig den Schutz vor Kontamination sicherzustellen.

- **Insufflationsgerät Flow40:** Präzise Steuerung von N<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub>
- **MLW-3225C Monitor:** Hochauflösende Bilddarstellung
- **LED Lichtquelle:** Leistungsstarke und langlebige Beleuchtung
- **PV840 Eddy Dokumentationssystem:** Full HD Video- und Bildaufzeichnung
- **Kameraeinweghüllen EV2-000056:** 50 Stück für hygienischen Kameraschutz

Dieses umfassende System aus Insufflation, Bildgebung und Dokumentation ist ideal für anspruchsvolle endoskopische Eingriffe und unterstützt Chirurgen dabei, höchste Präzision und Sicherheit im OP zu gewährleisten.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

