



## [AESCULAP ACCULAN BOHRER SÄGE SET - GA620 + GA613](#)

**SKU:** CT102023-NV

Das **Aesculap Acculan Bohrer Säge Set - GA620 + GA613** bietet präzise und zuverlässige Instrumente für chirurgische Knochenbearbeitung. Entwickelt für optimale Handhabung und Langlebigkeit, gewährleistet es eine effiziente und sichere Anwendung im OP.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap Acculan Bohrer Säge Set - GA620 + GA613** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrumentenset, das speziell für präzise Knochenbearbeitung während orthopädischer und neurochirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Set kombiniert die Vorteile leistungsstarker Bohrer und Sägen, um eine optimale Effizienz und Sicherheit im Operationssaal zu gewährleisten.

Die Komponenten des Sets zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus rostfreiem, biokompatiblem Edelstahl, der eine lange Lebensdauer und einfache Sterilisierbarkeit garantiert.
- **Präzise Schneidleistung:** Die Bohrer und Sägen bieten exakte Schnitte und Bohrungen, die minimale Gewebeschädigungen ermöglichen und die Heilungszeit verkürzen.
- **Ergonomisches Design:** Die Instrumente sind so gestaltet, dass sie optimal in der Hand liegen und eine kontrollierte Führung während des Eingriffs erlauben.
- **Vielseitigkeit:** Das Set umfasst verschiedene Bohrer- und Sägeaufsätze, die für unterschiedliche operative Anforderungen geeignet sind, einschließlich Knochendurchdringung und -trennung.
- **Einfache Handhabung:** Die Instrumente lassen sich schnell und sicher in geeignete chirurgische Motoren integrieren, was eine effiziente Nutzung im OP ermöglicht.



Das **Aesculap Acculan Bohrer Säge Set - GA620 + GA613** ist ideal für den Einsatz in:

- Orthopädischen Operationen (z. B. Frakturversorgung, Gelenkchirurgie)
- Neurochirurgischen Eingriffen (z. B. Kraniotomien)
- Traumatologie und rekonstruktiver Chirurgie

Dank der Kombination aus robustem Material, präziser Fertigung und durchdachtem Design unterstützt dieses Set Chirurgen dabei, Eingriffe sicher, effizient und mit höchster Präzision durchzuführen. Es entspricht den strengen Qualitätsstandards von Aesculap und ist kompatibel mit gängigen chirurgischen Systemen.

#### **Zusammenfassung der Vorteile:**

- Hochwertige, langlebige Instrumente
- Präzise und saubere Schnitte und Bohrungen
- Ergonomisch und benutzerfreundlich
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene chirurgische Anwendungen
- Kompatibel mit gängigen chirurgischen Geräten

Mit dem **Aesculap Acculan Bohrer Säge Set - GA620 + GA613** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges und leistungsstarkes Werkzeug, das die Qualität chirurgischer Eingriffe maßgeblich unterstützt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

