



## **AESCULAP ACCULAN DERMATOM GA 643 + ZUBEHÖR SHAVER FÜR ARTHROSKOPIE**

**SKU:** BL102022-NV

**AESCULAP ACCULAN Dermatom GA 643** ist ein hochpräzises Instrument zur kontrollierten Gewebeentnahme in der Dermatologie, das durch seine ergonomische Bauweise eine sichere und effiziente Anwendung gewährleistet. Das *Zubehör Shaver für Arthroskopie* ergänzt das System optimal und ermöglicht präzise Gewebeentfernungen bei minimalinvasiven Gelenkeingriffen.



---

**Categories:** [Chirurgie Instrumente](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **AESCULAP ACCULAN Dermatom GA 643** ist ein hochpräzises medizinisches Instrument, das speziell für die Entnahme von Hauttransplantaten entwickelt wurde. Dieses Dermatom zeichnet sich durch seine exzellente Schneidleistung, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung aus, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der plastischen Chirurgie, Dermatologie und Wundversorgung macht.

Das Gerät ist Teil des modularen **ACCU-LAN Systems** von AESCULAP und bietet eine ergonomische Bauweise, die eine präzise Kontrolle während des Eingriffs ermöglicht. Der Dermatom GA 643 arbeitet mit einem scharfen, motorbetriebenen Schneidkopf, der gleichmäßige und dünne Hautschichten mit definierter Dicke entnimmt. Dies gewährleistet optimale Bedingungen für die Hauttransplantation und trägt zur schnelleren Wundheilung bei.

### **Hauptmerkmale des AESCULAP ACCULAN Dermatom GA 643:**

- Motorbetriebener Antrieb mit konstanter Geschwindigkeit für präzise Schnitte
- Einstellbare Schnittdicke zur Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung und sichere Führung

- Leicht austauschbare und sterilisierbare Klingen
- Robuste Bauweise für den Dauereinsatz im klinischen Umfeld
- Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör für verschiedene Anwendungsbereiche

Ergänzend zum Dermatom ist das **SHAVER Zubehör für Arthroskopie** erhältlich, das eine vielfältige Anwendung in der minimalinvasiven Chirurgie ermöglicht. Das Shaver-System ist speziell für die präzise Gewebeabtragung und Fragmentierung innerhalb von Gelenken konzipiert und überzeugt durch hohe Schneidleistung und eine intuitive Steuerung.

#### **Vorteile des SHAVER Zubehörs:**

- Passgenaue Integration mit dem ACCULAN System für optimale Leistung
- Verschiedene Klingen- und Aufsatzvarianten zur individuellen Anpassung
- Effiziente Gewebeentfernung bei minimaler Belastung für das umliegende Gewebe
- Sterilisierbare Komponenten für maximale Hygiene und Sicherheit

Das Zusammenspiel von **AESCULAP ACCULAN Dermatom GA 643** und dem **SHAVER Zubehör für Arthroskopie** bietet Chirurgen eine vielseitige und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle operative Eingriffe. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der präzisen Technik unterstützt dieses System eine exzellente klinische Ergebnisqualität und trägt maßgeblich zur Patientensicherheit bei.

#### **Technische Daten und Zubehör:**

- Antrieb: Elektrisch, mit regelbarer Drehzahl
- Schnittbreite: Variabel, je nach eingesetzter Klinge
- Klingenmaterial: Hochwertiger Edelstahl, austauschbar und sterilisierbar
- Lieferumfang: Dermatom GA 643, diverse Klingen, Shaver-Aufsätze, Handgriff, Ladegerät
- Zubehör: Erweiterte Klingenvarianten, Sterilisationsbehälter, Ersatzteile

Mit dem **AESCULAP ACCULAN Dermatom GA 643 inklusive SHAVER Zubehör** erhalten Sie ein innovatives und bewährtes System, das höchste Ansprüche in der Chirurgie erfüllt und durch seine Vielseitigkeit und Präzision überzeugt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

