



AESCULAP ACCULAN GA 643 GA643
DERMATOM HANDSTÜCK RASIERER + GA
627M LADEGERÄT + 2 X AKKUS

SKU: AE062021-NV

Aesculap Acculan GA 643 ist ein leistungsstarkes Dermatom-Handstück für präzises und schonendes Hautpräparieren, ausgestattet mit dem GA 627M Ladegerät und zwei langlebigen Akkus für unterbrechungsfreie Operationen. Dieses Set garantiert hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im chirurgischen Einsatz.



Categories: [Chirurgie Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap Acculan GA 643 Dermatom Handstück** ist ein hochwertiges, elektrisches Rasiergerät speziell entwickelt für den präzisen und sicheren Einsatz in der medizinischen Mikrochirurgie, insbesondere bei Hauttransplantationen und plastisch-rekonstruktiven Eingriffen. Dieses Gerät ermöglicht eine exakte Entnahme von Hautschichten mit gleichbleibender Dicke, was für optimale Transplantatsergebnisse unerlässlich ist.

Produktumfang:

- **Aesculap Acculan GA 643 Dermatom Handstück:** Ergonomisch gestaltet für eine komfortable Handhabung und maximale Präzision.
- **GA 627M Ladegerät:** Leistungsstarkes Ladegerät zur schnellen und sicheren Wiederaufladung der Akkus.
- **2 x Akkus:** Hochleistungsakkus für eine lange Betriebsdauer und flexible Einsatzmöglichkeiten ohne Kabelbindung.

Besondere Merkmale und Vorteile:

- **Präzision:** Das Dermatom-Handstück gewährleistet eine gleichmäßige Hautdicke durch feinjustierbare



Einstellungen.

- **Ergonomie:** Das leichtgewichtige Design bietet eine optimale Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen während langer Operationen.
- **Flexibilität:** Dank der kabellosen Akkutechnologie ermöglicht das Gerät eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
- **Ladeeffizienz:** Das mitgelieferte Ladegerät sorgt für kurze Ladezeiten und eine schnelle Einsatzbereitschaft.
- **Robustheit:** Hochwertige Materialien und Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung.

Anwendungsgebiete:

Das Aesculap Acculan GA 643 Dermatom ist ideal geeignet für:

- Hauttransplantationen
- Plastisch-rekonstruktive Chirurgie
- Dermatologische Eingriffe
- Präzise Gewebeentnahmen

Mit diesem Set aus Handstück, Ladegerät und zwei Akkus erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges, leistungsstarkes und ergonomisches Gerät, das den hohen Anforderungen im klinischen Alltag gerecht wird. Die Kombination aus präziser Technik und benutzerfreundlichem Design unterstützt eine sichere und effiziente Durchführung chirurgischer Eingriffe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

