



## [AESCULAP ANGLED HANDPEICE 0345 ATS0609](#)

**SKU:** BK032025-K

**Aesculap Angled Handpiece 0345 ATS0609** ist ein präzises, ergonomisch gestaltetes chirurgisches Winkelhandstück, das für optimale Handhabung und Effizienz bei mikrochirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Es gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung und Langlebigkeit, um höchste Ansprüche im medizinischen Alltag zu erfüllen.



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap Angled Handpiece 0345 ATS0609** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für präzise und effiziente Anwendungen im medizinischen Bereich entwickelt wurde. Dieses Handstück zeichnet sich durch seine ergonomische Gestaltung und robuste Verarbeitung aus, wodurch es optimal für den Einsatz in anspruchsvollen chirurgischen Verfahren geeignet ist.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Winkelige Bauweise:** Die abgewinkelte Form ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit zu schwer erreichbaren Operationsstellen und erleichtert die Handhabung in engen Arbeitsbereichen.
- **Kompatibilität:** Das Handstück ist kompatibel mit einer Vielzahl von Aesculap-Antriebssystemen und Instrumenten, was eine flexible Integration in bestehende OP-Ausstattungen gewährleistet.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien, bietet das Handstück eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Performance unter sterilen Bedingungen.
- **Ergonomisches Design:** Die sorgfältig gestaltete Form ermöglicht eine optimale Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Eingriffen.
- **Einfache Reinigung und Sterilisation:** Das Instrument ist für die zuverlässige Reinigung und

Wiederaufbereitung in medizinischen Sterilisationsverfahren konzipiert, um höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards zu erfüllen.

#### **Anwendungsbereiche:**

Das Aesculap Angled Handpiece 0345 ATS0609 findet breite Anwendung in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, darunter:

- Orthopädie
- Neurochirurgie
- Traumatologie
- Allgemein Chirurgie

Durch seine präzise Ausführung unterstützt es Chirurgen bei der Durchführung komplexer und feinmotorischer Operationen, wobei es eine optimale Kontrolle und Sicherheit bietet.

#### **Technische Daten:**

- Modellnummer: 0345 ATS0609
- Hersteller: Aesculap
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Gewicht: Leichtgewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
- Abwinkelung: Spezifisch angepasst für optimale Handhabung

Das **Aesculap Angled Handpiece 0345 ATS0609** ist somit ein unverzichtbares Instrument für professionelle Chirurgen, die Wert auf Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit legen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

