




[AESCULAP AXEL 180 LICHTQUELLE](#)

SKU: AZ082024

~~899,00 €~~ **585,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Aesculap Axel 180 Lichtquelle ist ein medizinisches Gerät, das in der Endoskopie und anderen chirurgischen Verfahren verwendet wird, um eine helle und gleichmäßige Beleuchtung des Operationsfeldes zu gewährleisten. Diese Lichtquelle ist bekannt für ihre hohe Lichtintensität und Farbtreue, was für die Sichtbarkeit während minimalinvasiver Eingriffe entscheidend ist.

Einige Merkmale der Aesculap Axel 180 Lichtquelle könnten Folgendes umfassen:

- **Helligkeitseinstellung:** Möglichkeit zur Anpassung der Lichtintensität.
- **Kühlungssystem:** Um Überhitzung zu vermeiden und eine konstante Leistung zu gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Verwendung mit verschiedenen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

