



[AESCULAP AXEL 180 LICHTQUELLE](#)

SKU: AM082024

999,00 € 585,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Aesculap Axel 180 Lichtquelle ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das in der Chirurgie und anderen medizinischen Anwendungen eingesetzt wird, um eine optimale Beleuchtung des Operationsfeldes zu gewährleisten. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit dieser Lichtquelle verbunden sind:

1. **Helle Ausleuchtung:** Die Axel 180 bietet eine hohe Lichtintensität, die für präzise Sichtverhältnisse während chirurgischer Eingriffe sorgt.
2. **Farbtreue:** Die Lichtquelle hat eine Farbtemperatur, die es ermöglicht, Gewebe und Strukturen im Operationsbereich klar zu erkennen, was für die Genauigkeit der Eingriffe entscheidend ist.
3. **Einstellbare Helligkeit:** Oftmals kann die Helligkeit der Lichtquelle an die spezifischen Anforderungen des Eingriffs angepasst werden.
4. **Kühlungssystem:** Um Überhitzung zu vermeiden und den Komfort für das Operationsteam zu gewährleisten, verfügen diese Geräte über effektive Kühlsysteme.
5. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienung ist in der Regel intuitiv gestaltet, sodass das medizinische Personal schnell Anpassungen vornehmen kann.
6. **Zuverlässigkeit:** Aesculap ist bekannt für qualitativ hochwertige Produkte im medizinischen Bereich, was auch für die Axel 180 gilt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

