



## [AESCULAP BM 810 - BM810 CHIRURGISCHER WUNDHAKEN](#)

**SKU:** CQ092025-K

**Aesculap BM 810 - BM810 Chirurgischer Wundhaken** ist ein hochwertiges, aus rostfreiem Edelstahl gefertigtes Instrument, das präzise und schonende Gewebepreparation während chirurgischer Eingriffe ermöglicht. Sein ergonomisches Design gewährleistet sicheren Halt und optimale Handhabung für den Chirurgen.



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap BM 810** ist ein hochwertiger chirurgischer Wundhaken, der speziell für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen entwickelt wurde. Dieses Instrument zeichnet sich durch seine präzise Verarbeitung und seine ergonomische Gestaltung aus, die eine sichere und effiziente Handhabung während operativer Eingriffe ermöglicht.

### Produktmerkmale:

- **Material:** Gefertigt aus rostfreiem, medizinischem Edelstahl, bietet der Wundhaken höchste Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
- **Design:** Die spezielle Form des Hakens sorgt für optimalen Halt des Gewebes bei minimaler Belastung, was eine schonende Wundexposition gewährleistet.
- **Griff:** Ergonomisch gestaltet für eine sichere und komfortable Handhabung, auch bei längeren Eingriffen.
- **Sterilisierbarkeit:** Der Wundhaken ist autoklavierbar und somit für den wiederholten Einsatz in sterilen Umgebungen geeignet.
- **Anwendungsbereiche:** Vielseitig einsetzbar in Allgemein-, Viszeral-, Orthopädie- und anderen chirurgischen Fachgebieten.



### **Funktion und Einsatz:**

Der Aesculap BM 810 Wundhaken dient dazu, Gewebe während einer Operation sicher zurückzuhalten und so eine optimale Sicht auf das Operationsfeld zu ermöglichen. Durch die präzise Formgebung wird das umliegende Gewebe geschont und das Risiko von Gewebeerletzungen minimiert. Das Instrument unterstützt Chirurgen dabei, den Eingriff effizient und sicher durchzuführen.

### **Pflegehinweise:**

- Vor der Sterilisation gründlich reinigen, um Rückstände zu entfernen.
- Autoklavieren bei empfohlenen Temperaturen und Zeiten gemäß Herstellerangaben.
- Regelmäßige Inspektion auf Beschädigungen oder Korrosion zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit.

Mit dem **Aesculap BM 810** Wundhaken erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und langlebiges Instrument, das den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Verfahren gerecht wird und zur Verbesserung der Operationsqualität beiträgt.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

