



**AESCULAP COMFORT SET OP – GA437 +
GA430 + GA176 + GA460 + GB411R + GB412
+ GB416R**

SKU: IT052025

Das Aesculap Comfort Set OP kombiniert hochwertige Instrumente für präzise und sichere chirurgische Eingriffe. Es gewährleistet durch ergonomisches Design und robuste Verarbeitung eine optimale Handhabung und Langlebigkeit im OP-Alltag.



Categories: [Unkategorisiert](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

