



**[AESCULAP- DRAEGER GA513R, GB320R,
GB302R, GB304R, GA742R](#)**

SKU: DI092020-VK

Die Aesculap-Dräger Modelle GA513R, GB320R, GB302R, GB304R und GA742R sind hochpräzise medizinische Geräte, die für den sicheren und effizienten Einsatz in der Anästhesie und Intensivmedizin entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch zuverlässige Leistung, benutzerfreundliche Bedienung und robuste Bauweise aus, um höchste Qualitätsstandards im klinischen Alltag zu gewährleisten.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

