



**AESCULAP ELAN-E ELECTROSURGICAL UNIT**  
**/ CHIRURGIEMOTOR / WITH AESCULAP**  
**GA176 GA-176 DRIVE CABLE**

**SKU:** 17-082012-NV

**AESCULAP Elan-e ElectroSurgical Unit** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Elektrochirurgiegerät, das präzise Schnitt- und Koagulationsfunktionen bietet. In Kombination mit dem Chirurgiemotor und dem *Aesculap GA176 GA-176 Drive Cable* gewährleistet es optimale Kontrolle und Effizienz bei chirurgischen Eingriffen.



---

**Categories:** [Chirurgie Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **AESCULAP Elan-e ElectroSurgical Unit** ist ein hochmodernes chirurgisches Elektrosurgerät, das speziell für den präzisen und sicheren Einsatz in verschiedenen operativen Verfahren entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung zur Gewebekoagulation und -dissektion, wodurch es Chirurgen ermöglicht, Eingriffe mit maximaler Kontrolle und minimalem Gewebeschaden durchzuführen.

In Kombination mit dem integrierten **Chirurgiemotor** gewährleistet das System eine optimale Leistungsabgabe, die sich flexibel an die Anforderungen unterschiedlichster chirurgischer Anwendungen anpasst. Der ElectroSurgical Unit zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, vielfältige Einstellungsmöglichkeiten und hohe Sicherheitsstandards aus.

Das Lieferpaket beinhaltet zudem das **Aesculap GA176 (GA-176) Drive Cable**, welches als Verbindungskabel zwischen dem Chirurgiemotor und der Steuereinheit dient. Dieses Kabel ist speziell für den zuverlässigen und störungsfreien Datentransfer sowie die Energieübertragung konzipiert, wodurch eine optimale Funktionalität des Gesamtsystems sichergestellt wird.

- **Präzise Elektrochirurgie:** Ermöglicht exakte Gewebeschnitte und Koagulation mit minimaler thermischer



Schädigung.

- **Leistungsstarker Chirurgiemotor:** Unterstützt vielfältige operative Techniken durch variable Drehzahl- und Drehmomentregelung.
- **Robustes Drive Cable GA176:** Gewährleistet eine stabile und langlebige Verbindung zwischen Motor und Steuergerät.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerung für schnelle Anpassungen während der Operation.
- **Hohe Sicherheitsstandards:** Integrierte Schutzmechanismen zur Vermeidung von Fehlfunktionen und zur Sicherung des Patienten.

Das **AESCULAP Elan-e Electrosurgical Unit** mit dem **GA176 Drive Cable** ist eine ideale Lösung für Kliniken und chirurgische Zentren, die auf der Suche nach einem vielseitigen, zuverlässigen und sicheren Elektrochirurgiegerät sind. Seine Kombination aus innovativer Technologie und robustem Design garantiert eine lange Lebensdauer und exzellente operative Ergebnisse.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

