



## [AESCULAP FLOW 25-PG060 INSUFFLATOR](#)

SKU: DK072024

~~899,00 €~~ **702,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Laparoskopie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aesculap Flow 25-pg060 Insufflator ist ein medizinisches Gerät, das in der laparoskopischen Chirurgie verwendet wird. Insufflatoren sind entscheidend für die Schaffung eines pneumatischen Arbeitsraums im Bauchraum, indem sie Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) in die Körperhöhle einführen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des Aesculap Flow 25:

1. **Präzise Druckkontrolle:** Der Insufflator ermöglicht eine präzise Steuerung des intraabdominalen Drucks, was für die Sicherheit und Effektivität der laparoskopischen Eingriffe wichtig ist.
2. **Hohe Flussrate:** Der Flow 25 kann hohe Flussraten von CO<sub>2</sub> bereitstellen, was eine schnelle Insufflation ermöglicht und den chirurgischen Ablauf optimiert.
3. **Benutzerfreundliche Schnittstelle:** Viele moderne Insufflatoren verfügen über intuitive Bedienelemente und digitale Anzeigen, die es dem Chirurgen ermöglichen, Einstellungen schnell anzupassen.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Der Aesculap Flow 25 ist mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um Überdrucksituationen zu vermeiden und die Patientensicherheit zu gewährleisten.
5. **Kompakte Bauweise:** Das Gerät ist oft so konzipiert, dass es leicht in den Operationssaal integriert werden kann und wenig Platz benötigt.
6. **Vielseitige Anwendungen:** Es kann in einer Vielzahl von chirurgischen Verfahren eingesetzt werden, einschließlich Gynäkologie, Urologie und allgemeiner Bauchchirurgie.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

