



## AESCULAP FUSSSCHALTER FUSSPEDAL FS003 FÜR ORTHOPILOT WORKSTATION

SKU: HV082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der Aesculap Fußschalter Fußpedal FS003** ist speziell für die Orthopilot Workstation konzipiert und ermöglicht eine präzise, freihändige Steuerung während chirurgischer Eingriffe. Das ergonomische Design gewährleistet eine komfortable Bedienung und höchste Zuverlässigkeit im OP.



---

Categories: [Orthopädie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap Fußschalter Fußpedal FS003** ist ein speziell entwickeltes Bedienelement für die **Orthopilot Workstation**, das eine präzise und ergonomische Steuerung während chirurgischer Eingriffe ermöglicht. Dieses hochwertige Fußpedal ist ein unverzichtbares Zubehör für orthopädische Operationssysteme, das Chirurgen eine freihändige Bedienung der Workstation erlaubt und somit den Arbeitsablauf optimiert.

### **Merkmale und Vorteile des Aesculap Fußschalters FS003:**

- **Ergonomisches Design:** Das Fußpedal ist so gestaltet, dass es eine komfortable Bedienung über längere Zeiträume gewährleistet und Ermüdungserscheinungen bei medizinischem Fachpersonal minimiert.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Durch die robuste Bauweise und hochwertigen Materialien bietet der FS003 eine langlebige Funktionalität, die den Anforderungen im OP-Bereich gerecht wird.
- **Präzise Steuerung:** Das Fußpedal ermöglicht eine exakte Eingabe und schnelle Reaktionszeiten, was besonders bei sensiblen orthopädischen Operationen von großer Bedeutung ist.
- **Einfache Integration:** Der FS003 ist kompatibel mit der Orthopilot Workstation und lässt sich problemlos in bestehende Systeme einbinden.



- **Sichere Handhabung:** Die rutschfeste Oberfläche sorgt für sicheren Stand und verhindert unbeabsichtigte Betätigungen während des Eingriffs.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Typ: Fußschalter / Fußpedal
- Modellnummer: FS003
- Material: Hochwertiger Kunststoff und Metallkomponenten
- Kompatibilität: Orthopilot Workstation
- Anschluss: Standard-Stecker für medizinische Geräte
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend

Der **Aesculap Fußschalter FS003** ist ein essenzielles Instrument für orthopädische Chirurgen, die Wert auf präzise Steuerung und ergonomisches Arbeiten legen. Mit diesem Fußpedal wird die Bedienung der Orthopilot Workstation deutlich erleichtert, wodurch die Effizienz im OP gesteigert und die Konzentration auf den Eingriff erhöht wird.

**Fazit:** Das Aesculap Fußpedal FS003 kombiniert Qualität, Komfort und Funktionalität und stellt somit eine optimale Ergänzung für die Orthopilot Workstation dar. Es unterstützt die medizinischen Fachkräfte dabei, Operationen sicherer und effektiver durchzuführen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

## GALLERIE

