



## [AESCULAP GA513R + GA740R + HILAN PERFORATOR DRIVER GA742R FÜR HILAN HI-LAN, ..](#)

**SKU:** GR092020-NV

Das Aesculap GA513R in Kombination mit dem GA740R und dem HiLAN Perforator Driver GA742R bietet eine präzise und zuverlässige Lösung für minimalinvasive chirurgische Eingriffe. Speziell entwickelt für das HILAN HI-LAN System gewährleistet dieses Instrument höchste Funktionalität und Ergonomie im OP-Bereich.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Set bestehend aus **Aesculap GA513R**, **GA740R** und dem **HiLAN Perforator Driver GA742R** ist speziell für den Einsatz mit dem **HILAN HI-LAN** System konzipiert und bietet eine präzise, zuverlässige und ergonomische Lösung für chirurgische Eingriffe, bei denen eine perforierende Fixierung erforderlich ist.

### Produktübersicht:

- **Aesculap GA513R:** Hochwertiger Perforator, der eine exakte Kontrolle und sichere Handhabung gewährleistet. Entwickelt für eine effiziente Perforation von Knochenstrukturen mit minimalem Gewebetrauma.
- **GA740R:** Ergänzendes Instrument, das die Funktionalität des Perforators unterstützt und die Integration in das HI-LAN System ermöglicht. Es sorgt für optimale Kraftübertragung und Präzision während des Eingriffs.
- **HiLAN Perforator Driver GA742R:** Speziell entwickelter Antrieb für den Perforator, der eine ergonomische Handhabung sowie verlässliche Leistung sicherstellt. Dieses Gerät ist kompatibel mit den Standardanschlüssen des HI-LAN Systems und ermöglicht eine einfache Montage und Demontage.

### Technische Merkmale und Vorteile:



- **Ergonomisches Design:** Alle Komponenten sind auf eine komfortable Handhabung ausgelegt, um Ermüdungserscheinungen während längerer Operationen zu reduzieren.
- **Hochwertige Materialien:** Verwendung von biokompatiblen und sterilisationsbeständigen Werkstoffen garantiert Langlebigkeit und Sicherheit im klinischen Einsatz.
- **Präzision und Zuverlässigkeit:** Die Instrumente ermöglichen eine exakte Perforation mit minimalem Risiko für umliegendes Gewebe.
- **Kompatibilität:** Vollständige Integration in das HI-LAN System, was eine nahtlose Zusammenarbeit mit weiteren chirurgischen Instrumenten und Implantaten sicherstellt.
- **Leichte Reinigung und Sterilisation:** Die Konstruktion erlaubt eine einfache und gründliche Aufbereitung nach den geltenden Hygienestandards.

### **Anwendungsgebiete:**

Das Instrumentenset ist ideal geeignet für orthopädische und neurochirurgische Eingriffe, bei denen eine sichere und präzise Perforation von Knochenstrukturen notwendig ist. Insbesondere in Verfahren, die das HI-LAN System zur Fixierung nutzen, stellt dieses Set eine unverzichtbare Komponente dar.

Mit dem **Aesculap GA513R + GA740R + HiLAN Perforator Driver GA742R** erhalten Sie eine Kombination aus innovativer Technik und bewährter Qualität, die den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Standards gerecht wird.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

