



[AESCULAP GA604 // GA 604 LADEGERÄT + GA605 GA 605 AKKUS FÜR DERMATOME G650....](#)

SKU: BN072020-NV



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GA604 Ladegerät** in Kombination mit den **GA605 Akkus** stellt ein unverzichtbares Zubehör für das Dermatome-Modell **G650** dar. Dieses Ladegerät wurde speziell entwickelt, um eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung der Akkus sicherzustellen und somit einen unterbrechungsfreien Betrieb des Dermatomes zu gewährleisten.

Eigenschaften des GA604 Ladegeräts:

- Optimale Ladeleistung zur schnellen und sicheren Wiederaufladung der GA605 Akkus
- Robustes und kompaktes Design für den einfachen Einsatz in medizinischen Einrichtungen
- Intelligente Ladeelektronik schützt die Akkus vor Überladung und Überhitzung
- Einfache Handhabung mit klaren Ladeanzeigen für den aktuellen Ladezustand

Details zu den GA605 Akkus:

- Hochleistungs-Akkus, speziell konzipiert für den Einsatz im Dermatome G650
- Lange Lebensdauer und zuverlässige Energieversorgung während medizinischer Eingriffe
- Kompatibel ausschließlich mit dem Aesculap Dermatome G650
- Wiederaufladbar und umweltfreundlich

Vorteile für den Anwender:

- Maximale Betriebssicherheit durch kontinuierliche Stromversorgung
- Reduzierte Ausfallzeiten dank schneller Ladezyklen
- Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung des Dermatomes durch austauschbare Akkus
- Einfache Integration in bestehende Arbeitsabläufe in der Dermatologie und plastischen Chirurgie



Das **Aesculap GA604 Ladegerät** und die **GA605 Akkus** sind somit essenzielle Komponenten zur Gewährleistung der Leistung und Verfügbarkeit des Dermatomes G650. Durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit unterstützen sie medizinisches Fachpersonal dabei, präzise und sichere Hautschnitte durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

