



AESCULAP GB417R // GB 417 R
SCHNELLSPANNFUTTER

SKU: DJ102017 // DK102017
333,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

