



## [AESCULAP GB537R GB 537 R](#)

**SKU:** BX032025-K

**Aesculap GB537R** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das durch seine präzise Verarbeitung und langlebige Materialien überzeugt. Es eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Verfahren und gewährleistet optimale Handhabung und Sicherheit.



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GB537R GB 537 R** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für präzise und zuverlässige Anwendungen im medizinischen Bereich entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine erstklassige Verarbeitung und die Verwendung langlebiger Materialien aus, die eine optimale Funktionalität und Sicherheit während chirurgischer Eingriffe gewährleisten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Instrument liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Führung, was die Handhabung auch bei längeren Operationen erleichtert.
- **Hochwertiges Material:** Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, ist das GB537R korrosionsbeständig und langlebig, was eine lange Einsatzdauer garantiert.
- **Präzise Verarbeitung:** Die feine Schneide bzw. Spitze des Instruments erlaubt exakte Schnitte und Manipulationen im Gewebe.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für verschiedene chirurgische Fachbereiche, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Traumatologie.
- **Leicht zu sterilisieren:** Das Instrument ist autoklavierbar und erfüllt die hohen Anforderungen an Hygiene und Sterilität im OP-Bereich.



### **Anwendungsbereiche:**

Das Aesculap GB537R GB 537 R wird verwendet für:

- Feinchirurgische Eingriffe
- Gewebemanipulation und -präparation
- Präzisionsschnitte in schwierig zugänglichen Bereichen
- Allgemeine chirurgische Anwendungen, bei denen hohe Genauigkeit erforderlich ist

### **Technische Daten:**

- Material: Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- Länge: Standardgröße, angepasst an ergonomische Anforderungen
- Oberfläche: Poliert für einfache Reinigung und optimale Gleiteigenschaften
- Sterilisationsmethode: Autoklavfähig

Zusammenfassend ist das **Aesculap GB537R GB 537 R** ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit legen. Es unterstützt optimale Operationsergebnisse durch seine durchdachte Konstruktion und hochwertige Verarbeitung.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

