



## [AESCULAP GB740R - GB-740R – HI-LINE XS CRANIOTOME HANDPIECE](#)

**SKU:** DP112024-K

Das **Aesculap GB740R Hi-Line Xs Craniotome Handpiece** ist ein hochpräzises chirurgisches Instrument, speziell entwickelt für schonende und effiziente Kraniotomien. Es überzeugt durch ergonomisches Design und zuverlässige Leistung in der neurochirurgischen Anwendung.



---

**Categories:** [Chirurgie Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GB740R - GB-740R Hi-Line Xs Craniotome Handpiece** ist ein hochmodernes chirurgisches Instrument, das speziell für präzise und effiziente Kraniotomien entwickelt wurde. Dieses Handstück zeichnet sich durch seine ergonomische Bauweise und seine herausragende Handhabung aus, wodurch es Chirurgen eine optimale Kontrolle während neurochirurgischer Eingriffe ermöglicht.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Handstück liegt dank seiner kompakten und ausgewogenen Form perfekt in der Hand, was Ermüdungserscheinungen bei längeren Operationen minimiert.
- **Hohe Präzision:** Die speziell entwickelte Mechanik ermöglicht saubere und exakte Schnitte im Schädelknochen, was die Sicherheit und Genauigkeit der Kraniotomie verbessert.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, garantiert das GB740R eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im klinischen Alltag.
- **Kompatibilität:** Das Handpiece ist kompatibel mit verschiedenen Aesculap Hi-Line Xs-Systemen und lässt sich unkompliziert in bestehende OP-Ausrüstungen integrieren.
- **Einfache Reinigung und Sterilisation:** Das Design erleichtert die Aufbereitung und gewährleistet somit höchste Hygienestandards.



### **Anwendungsbereich:**

Das GB-740R Hi-Line Xs Craniotome Handpiece ist ideal für den Einsatz in der Neurochirurgie, insbesondere bei der Durchführung von Kraniotomien zur Behandlung von Hirntumoren, Gefäßveränderungen oder traumatischen Hirnverletzungen. Es unterstützt Chirurgen dabei, präzise und sichere Knochenfenster zu erstellen, um den Zugang zum Gehirn möglichst minimalinvasiv zu gestalten.

### **Zusammenfassung:**

Mit dem **Aesculap GB740R Hi-Line Xs Craniotome Handpiece** erhalten medizinische Fachkräfte ein leistungsfähiges, zuverlässiges und benutzerfreundliches Instrument, das den hohen Anforderungen moderner neurochirurgischer Eingriffe gerecht wird. Das Produkt verbindet innovative Technik mit bewährter Qualität – für optimale Ergebnisse und maximale Patientensicherheit.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

