



## [AESCULAP HILAN GA520R GA C520 R](#)

SKU: BW032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op Instrumente](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap HiLAN GA520R** (oft auch als GA 520 R oder GA C520 R bezeichnet) ist ein **spezielles chirurgisches Handstück bzw. ein Bohr- und Sägaufsatz für pneumatische Antriebssysteme**. Er gehört zur HiLAN-Serie von B. Braun Aesculap und wird vorwiegend in der Neurochirurgie und Orthopädie eingesetzt.

#### Technische Merkmale & Verwendung

- **Systemkompatibilität:** Der Aufsatz ist für die Verwendung mit den pneumatischen (druckluftbetriebenen) Motoren der **Aesculap HiLAN-Serie** konzipiert.
- **Einsatzgebiete:** Durch seine robuste Bauweise eignet er sich besonders für präzise Arbeiten bei neurochirurgischen oder orthopädischen Eingriffen.
- **Zubehör:** Er wird häufig in Kombination mit anderen Komponenten wie dem HiLAN-Motor 3529R oder anderen Aufsätzen (z. B. GA522R) in Sets verwendet.

#### Erwerb und Zustand

Da es sich um eine spezifische Komponente eines älteren oder etablierten Systems handelt, wird das Produkt häufig auf dem Gebrauchtmittelmarkt für Medizintechnik angeboten:

- **Verfügbarkeit:** Gebrauchte und überholte Modelle sind bei spezialisierten Händlern wie [MTC Hamburg](#) oder Plattformen wie [Bimedis](#) zu finden.
- **Preisbeispiel:** Gebrauchte Einheiten werden auf Plattformen wie eBay für ca. **550,00 €** angeboten.

#### Zusammenfassung der Varianten

Die Bezeichnungen GA520R und GA 520 R beziehen sich auf denselben Aufsatztyp innerhalb des modularen Aesculap-Systems. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Druckluftmotor und dem eigentlichen chirurgischen Werkzeug (z. B. Fräser oder Bohrer).



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

