



[AESCULAP INTEGRAL EC GD623 + GD 613 + GB801R + GD622M HANDSTÜCK](#)

SKU: BF062021

Aesculap integral ec GD623 + GD613 + GB801R + GD622M Handstück ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes chirurgisches Instrument, das präzise und zuverlässige Leistung bei verschiedenen operativen Eingriffen bietet. Die robuste Bauweise und das integrierte Design gewährleisten optimale Handhabung und Langlebigkeit im klinischen Einsatz.



Categories: [Chirurgie Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap integral ec Handstück Set** bestehend aus den Modellen **GD623, GD613, GB801R und GD622M** repräsentiert eine hochmoderne Lösung für präzise und effiziente chirurgische Anwendungen. Dieses Set wurde speziell für den Einsatz in der Neurochirurgie, Orthopädie und anderen anspruchsvollen medizinischen Fachbereichen entwickelt.

Die einzelnen Komponenten zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- **GD623 Handstück:** Dieses robuste und ergonomisch gestaltete Handstück ermöglicht eine präzise Steuerung und bietet eine optimale Kraftübertragung bei minimaler Vibration.
- **GD613 Handstück:** Speziell entwickelt für feinmotorische Arbeiten, überzeugt das GD613 durch seine Kompaktheit und einfache Handhabung, was eine hohe Präzision bei mikrochirurgischen Eingriffen gewährleistet.
- **GB801R Handstück:** Dieses Modell zeichnet sich durch seine hohe Drehzahl und Stabilität aus, ideal geeignet für Bohr- und Fräsarbeiten bei Knochenoperationen.
- **GD622M Handstück:** Das multifunktionale Handstück bietet eine variable Geschwindigkeitseinstellung und ist kompatibel mit verschiedenen chirurgischen Instrumenten, wodurch es vielseitig einsetzbar ist.



Alle Handstücke sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und entsprechen den strengen Anforderungen an Sterilisierbarkeit und Biokompatibilität. Dank der innovativen **Integral-EC-Technologie** besitzen diese Handstücke einen besonders leisen und vibrationsarmen Elektromotor, der eine präzise und kontrollierte Bewegung gewährleistet.

Vorteile im Überblick:

- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Leistungsfähigkeit bei minimaler Geräusentwicklung
- Robuste Bauweise für langanhaltende Einsatzdauer
- Einfache Wartung und Reinigung
- Kompatibilität mit gängigen chirurgischen Instrumenten und Zubehör

Dieses Handstück-Set von Aesculap ist somit eine zuverlässige und innovative Lösung für Chirurgen, die höchste Ansprüche an Präzision, Sicherheit und Bedienkomfort stellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

