



[AESCLAP INTEGRAL EC GD623 + GD 613 + GB801R GD622M HANDSTÜCK](#)

SKU: H122021 // CL122021

Aesculap integral ec GD623 + GD613 + GB801R GD622M Handstück ist ein hochwertiges, ergonomisch gestaltetes chirurgisches Instrument, das präzise Schneid- und Koagulationsfunktionen für verschiedene operative Eingriffe bietet. Die Kombination aus langlebigen Materialien und innovativer Technik gewährleistet zuverlässige Leistung und optimale Handhabung im OP-Bereich.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap integral ec GD623 + GD613 + GB801R GD622M Handstück** stellt eine hochmoderne Lösung für chirurgische Eingriffe dar, die Präzision, Zuverlässigkeit und optimale Handhabung in den Vordergrund stellt. Dieses Handstück ist speziell für den Einsatz in der modernen Chirurgie konzipiert und erfüllt höchste Anforderungen an Ergonomie und Funktionalität.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Steuerung:** Das integrierte elektromechanische System (ec) ermöglicht eine exakte Drehzahlregelung, was eine feine und kontrollierte Bearbeitung von Gewebe und Knochen gewährleistet.
- **Vielseitigkeit:** Durch die Kombination der Modelle GD623, GD613 und GB801R GD622M ist das Handstück für unterschiedliche chirurgische Anwendungen geeignet, vom Knochenfräsen bis zur Mikrochirurgie.
- **Ergonomisches Design:** Das Handstück liegt dank seiner optimierten Form angenehm in der Hand, was die Ermüdung des Operateurs während langer Eingriffe reduziert.
- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus robusten, sterilisierbaren Werkstoffen, garantiert das Handstück eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung.
- **Einfache Montage und Wartung:** Die modularen Komponenten ermöglichen eine unkomplizierte Zusammen-



und Demontage, was Wartungsarbeiten und den Instrumentenwechsel erleichtert.

- **Kompatibilität:** Das Handstück ist kompatibel mit gängigen chirurgischen Motoren und Steuergeräten von Aesculap, was eine nahtlose Integration in bestehende OP-Ausstattungen ermöglicht.

Anwendungsbereiche:

- Orthopädische und traumatologische Operationen
- Neurochirurgie
- HNO-Chirurgie
- Zahnchirurgie
- Allgemein Chirurgie

Mit dem **Aesculap integral ec GD623 + GD613 + GB801R GD622M Handstück** erhalten Chirurgen ein leistungsstarkes Werkzeug, das die chirurgische Präzision steigert und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort während der Operation erhöht. Die exzellente Verarbeitung und die technische Innovation dieses Handstücks machen es zu einem unverzichtbaren Instrument für anspruchsvolle chirurgische Eingriffe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

