



# AESCULAP JP002 STERIKONTAINER - KONTAINER

**SKU: EX082025** 

zzgl. Versandkosten



**Categories:** <u>Laborequipment</u>

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Aesculap JP002 Sterikontainer** ist ein hochwertiges, wiederverwendbares Behältnis zur sicheren Lagerung und Sterilisation medizinischer Instrumente und Materialien. Entwickelt für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und medizinischen Praxen, gewährleistet dieser Kontainer eine optimale Hygiene und schützt die Sterilgut-Inhalte zuverlässig vor Kontamination.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Robustes Material: Gefertigt aus hochwertigem, langlebigem Kunststoff, der den Anforderungen der Sterilisation bei hohen Temperaturen standhält.
- Effiziente Sterilisation: Der Sterikontainer ist für verschiedene Sterilisationsverfahren wie Dampfsterilisation (Autoklav) geeignet und gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation des Inhalts.
- **Sichere Verschlussmechanismen:** Der Kontainer verfügt über zuverlässige, einfach zu bedienende Verschlüsse, die ein ungewolltes Öffnen verhindern und somit die Sterilität bewahren.
- **Optimale Handhabung:** Ergonomisches Design mit praktischen Griffen ermöglicht ein komfortables Tragen und Transportieren.
- Leicht zu reinigen: Die glatten Oberflächen und das durchdachte Design erleichtern die Reinigung und Desinfektion des Kontainers.
- **Transparentes Sichtfenster:** Ermöglicht eine schnelle Überprüfung des Inhalts ohne Öffnen des Behälters (abhängig vom Modell).

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Aesculap JP002 Sterikontainer ist ideal für die sichere Aufbewahrung und den Transport von chirurgischen



Instrumenten, medizinischen Geräten und sterilem Material während der Vorbereitung, Sterilisation und im klinischen Alltag.

#### **Technische Daten:**

- Material: Hochwertiger, hitzebeständiger Kunststoff
- Maße: Standardisierte Größen für unterschiedliche Instrumentensets
- Sterilisationsverfahren: Dampfsterilisation, Ethylenoxid (je nach Ausführung)
- Verschluss: Sicherer Clip- oder Schiebemechanismus
- · Reinigungsfreundlich und wiederverwendbar

Mit dem **Aesculap JP002 Sterikontainer** investieren Sie in ein zuverlässiges, langlebiges und sicheres System zur Sterilgutverwaltung, das den hohen Anforderungen im medizinischen Bereich gerecht wird und maßgeblich zur Patientensicherheit beiträgt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**







