



AESCULAP MINI-ACCULAN SET: GA647
ACCULAN MINI GC138R GC125R GC115R
GC114R GA186209 GB385R GB390R GB382R

SKU: EV082020-K

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Besteht aus :

- 12X Aesculap GC138R
- 12X Aesculap GC125R
- 1 X Aesculap GC115R
- 11X Aesculap GC114R
- 1 x Aesculap GA647 Acculan Mini
- 1 x Aesculap GA186209
- 1 X Aesculap GB385R
- 1 X Aesculap GB390R
- 1 X Aesculap GB382R

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

