



**AESCULAP MINI-ACCULAN SET: GA647,
GB495R GA646 GA624 GB385R GA062R
GA186209 GB390R GB382R GB383R
GA647212 FÜR GA647 ACCULAN MINI**

SKU: ET082020-OK

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Besteht aus :

- 1 X Aesculap GB495R
- 1 X Aesculap GA646
- 1 x Aesculap GA624
- 1 x Aesculap GA647 Acculan Mini
- 1 X Aesculap GB385R
- 1 X Aesculap GA062R
- 1 x Aesculap GA186209
- 1 X Aesculap GB390R
- 1 X Aesculap GB382R
- 1 X Aesculap GB383R
- 1 X Aesculap GA647212 für GA647

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

