



**AESCULAP MINI-ACCULAN SET:**  
**GC125R,GA647,GA624,GA062R,GA186209,**  
**GA646, GB390R, GB382R,GB383R**

**SKU:** ES082020-NV

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Besteht aus .

- 26 X Aesculap GC125R
- 1 x Aesculaop GA647 Acculan Mini
- 1 x Aesculap GA624
- 1 X aesclap GA062R
- 1 x Aesculap GA186209
- 3 X aesculap GA646
- 1 X Aesculap GB390R
- 1 X Aesculap GB382R
- 1 X Aesculap GB383R

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

