



**[AESCULAP PE514A OPTIK HD OPTIK 30°
10MM LAPARASKOP](#)**

SKU: EY072025-K

Aesculap PE514A HD Laparoskop mit 30° Optik und 10 mm Durchmesser bietet eine hochauflösende Bildqualität für präzise minimalinvasive Eingriffe. Das robuste Design gewährleistet optimale Lichtführung und eine hervorragende Sicht bei laparoskopischen Operationen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

