



## [AESCULAP PV820 PV 820 EDDY DVD](#)

SKU: IS102024

**Aesculap PV820 Eddy DVD** ist ein hochwertiges medizinisches Schulungsmaterial, das präzise chirurgische Techniken und Instrumentenanwendungen vermittelt. Die DVD bietet anschauliche Visualisierungen zur Unterstützung der fachlichen Weiterbildung im klinischen Alltag.



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aesculap PV820 (auch bekannt als PV 820 Eddy) ist ein medizinisches Gerät, das in der Chirurgie verwendet wird. Es handelt sich um einen speziellen DVD-Player, der für den Einsatz in Operationssälen und anderen medizinischen Einrichtungen konzipiert ist.

Die Hauptmerkmale des Aesculap PV820 umfassen:

1. **Robuste Bauweise:** Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie OP-Sälen.
2. **Einfache Bedienung:** Benutzerfreundliche Schnittstelle, die eine einfache Navigation durch Inhalte ermöglicht.
3. **Vielseitige Medienunterstützung:** Kann verschiedene Formate abspielen, was es ermöglicht, Schulungs- und Informationsmaterialien einfach zu präsentieren.
4. **Integration in medizinische Systeme:** Oftmals kann das Gerät in bestehende audiovisuelle Systeme integriert werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

