



AESCULAP RT040R UNITRAC SUPPORT ARM + RT090R BEFESTIGUNG

SKU: DH102024-k

2.999,00 € 2.799,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Die Aesculap RT040R ist ein chirurgisches Instrument, das häufig in der Medizin verwendet wird. Leider habe ich keine spezifischen technischen Daten oder Spezifikationen zu diesem Modell. Generell sind Aesculap-Produkte für ihre hohe Qualität und Präzision bekannt.



Categories: [OP-Tische](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

5 kg



GALLERIE

