



## **NDS SC-WU24-A1511 FULL HD MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE**

**SKU:** BM122025 - ER042026

Der **NDS SC-WU24-A1511** ist ein *Full HD Monitor*, speziell entwickelt für die Endoskopie, der eine klare und detailreiche Bilddarstellung gewährleistet. Mit seiner präzisen Farbwiedergabe und hohen Auflösung unterstützt er eine präzise Diagnostik und minimalinvasive Eingriffe.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **NDS SC-WU24-A1511 Full HD Monitor** ist speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt worden und bietet höchste Bildqualität sowie Zuverlässigkeit im klinischen Umfeld. Mit einer Bildschirmdiagonale von 24 Zoll und einer nativen Auflösung von **1920 x 1080 Pixeln (Full HD)** gewährleistet dieser Monitor eine gestochen scharfe Darstellung, die essenziell für präzise Diagnosen und chirurgische Eingriffe ist.

### **Hauptmerkmale:**

- **Brillante Bildqualität:** Dank hochwertiger LCD-Technologie mit LED-Hintergrundbeleuchtung werden klare, kontrastreiche und farbtreue Bilder dargestellt. Dies unterstützt die Erkennung feinsten Details während endoskopischer Untersuchungen.
- **Optimiert für Endoskopie:** Der Monitor ist speziell kalibriert, um die Farbdarstellung von endoskopischen Bildsystemen zu optimieren und somit eine natürliche sowie realistische Visualisierung zu ermöglichen.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Ausgestattet mit mehreren Eingängen wie HDMI, DVI und VGA, ist der Monitor kompatibel mit unterschiedlichsten Endoskopiesystemen und Videogeräten.
- **Ergonomisches Design:** Der Monitor verfügt über einen neigbaren und schwenkbaren Standfuß, der eine flexible Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen erlaubt. Zudem ist er platzsparend gestaltet und einfach zu reinigen.
- **Hygienische Oberfläche:** Die glatte, leicht zu reinigende Oberfläche erfüllt die Anforderungen an Hygiene und



Infektionskontrolle in medizinischen Einrichtungen.

### **Technische Spezifikationen:**

- Bildschirmgröße: 24 Zoll (61 cm)
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
- Bildwiederholrate: 60 Hz
- Helligkeit: ca. 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Reaktionszeit: 5 ms
- Eingänge: HDMI, DVI, VGA
- Abmessungen (BxHxT): ca. 55 x 35 x 20 cm
- Gewicht: ca. 4,5 kg

Der **NDS SC-WU24-A1511 Full HD Monitor** erfüllt alle Anforderungen an einen hochwertigen Endoskopie-Monitor und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der präzisen Visualisierung während diagnostischer und therapeutischer Verfahren. Durch seine robuste Bauweise und die exzellente Bildqualität stellt er eine zuverlässige Komponente in der medizinischen Bildgebung dar.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

