



## **AESCULAP STERILISATIONSKASSETTEN - STERIBEHÄLTER**

**SKU:** BX022025

**200,00 € 175,50 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Aesculap Sterilisationskassetten** sind hochwertige Steribehälter, die eine sichere und effektive Sterilisation chirurgischer Instrumente gewährleisten. Sie überzeugen durch ihre robuste Bauweise und optimale Belüftung, um eine zuverlässige Sterilität während des gesamten Sterilisationsprozesses sicherzustellen.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Aesculap Sterilisationskassetten** sind speziell entwickelte **Steribehälter**, die höchste Anforderungen an die Sterilisation und sichere Lagerung chirurgischer Instrumente erfüllen. Sie gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Sterilisation, indem sie optimalen Dampfdurchtritt ermöglichen und gleichzeitig den Schutz der Instrumente vor Kontamination sicherstellen.

### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Hochwertige Materialien:** Gefertigt aus robustem, korrosionsbeständigem Edelstahl oder medizinischem Kunststoff, bieten die Kassetten Langlebigkeit und einfache Reinigung.
- **Optimale Dampfdurchlässigkeit:** Spezielle Filtermatten und Belüftungssysteme sorgen für eine gleichmäßige Sterilisation aller Instrumente.
- **Sichere Fixierung der Instrumente:** Durch individuell anpassbare Einlagen und Halterungen wird ein Verrutschen oder Beschädigen der Instrumente während des Sterilisationsprozesses verhindert.



- **Vielseitigkeit:** Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen, um den Anforderungen unterschiedlicher chirurgischer Fachbereiche gerecht zu werden.
- **Einfache Handhabung:** Ergonomisches Design ermöglicht eine komfortable Handhabung und erleichtert den Transport innerhalb der Klinik oder Praxis.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Chirurgische Abteilungen in Krankenhäusern
- Zahnmedizinische Praxen
- Ambulante Operationszentren
- Veterinärmedizinische Einrichtungen

**Qualitätsstandards:** Die Sterilisationskassetten von Aesculap entsprechen den geltenden Normen und Richtlinien für medizinische Sterilgutbehälter, wie etwa der EN ISO 17665, und sind für den Einsatz in Dampfsterilisatoren validiert.

Mit den **Aesculap Sterilisationskassetten** investieren Sie in eine sichere, effiziente und nachhaltige Lösung zur Sterilisation und Aufbewahrung Ihrer chirurgischen Instrumente, die den hohen Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht wird.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

