



[AESCULAP TM 401 HF-CHIRURGIEGERÄT GN350 // GN 350](#)

SKU: AU032016-NV

Aesculap TM 401 HF-Chirurgiegerät GN350 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Hochfrequenz-Chirurgiegerät, das präzise Schnitte und sichere Koagulationen ermöglicht. Es überzeugt durch ein benutzerfreundliches Design und moderne Technologie für vielfältige chirurgische Anwendungen.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap TM 401 HF-Chirurgiegerät GN350** ist ein hochmodernes Elektrochirurgiegerät, das speziell für präzise und sichere chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Es bietet Chirurgen eine zuverlässige und vielseitige Lösung zur Gewebekohäsion, Koagulation und Dissektion mit Hochfrequenzstrom.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Leistungsstarke HF-Technologie:** Das Gerät arbeitet mit hochfrequentem Wechselstrom, der eine effiziente und kontrollierte Gewebebehandlung ermöglicht.
- **Multiparametrische Steuerung:** Unterschiedliche Modi wie Schnitt, Koagulation und gemischte Modi sind individuell einstellbar, um den Anforderungen verschiedener chirurgischer Verfahren gerecht zu werden.
- **Präzise Leistungsregelung:** Die Ausgangsleistung kann fein abgestimmt werden, um optimale Ergebnisse bei minimalem Gewebeschaden zu erzielen.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine einfache Bedienung durch intuitive Schnittstellen und klare Anzeigen.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen wie Überlastschutz, HF-Rückkopplung und Alarmfunktionen gewährleisten den sicheren Betrieb während des Eingriffs.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen Instrumenten und Zubehörteilen, was

eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen erlaubt.

Anwendungsgebiete:

Das Aesculap TM 401 HF-Chirurgiegerät GN350 eignet sich für eine breite Palette von operativen Eingriffen in diversen Fachgebieten, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- HNO (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)
- Gynäkologie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie

Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Präzision und Effektivität bei Gewebeschnitten und Koagulation
- Reduzierte Blutungsrate dank kontrollierter Koagulation
- Verbesserte Patientensicherheit durch umfangreiche Schutzmechanismen
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Aesculap als renommierter Hersteller
- Einfache Integration in bestehende OP-Umgebungen

Mit dem **Aesculap TM 401 HF-Chirurgiegerät GN350** steht medizinischem Fachpersonal ein leistungsfähiges und sicheres Instrument zur Verfügung, das höchste Ansprüche in der modernen Chirurgie erfüllt. Es unterstützt dabei, operative Eingriffe effizient und schonend durchzuführen und trägt so maßgeblich zur Optimierung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

