



**AESCLAP TURM: DAVID 3 PROZESSOR MIT  
KAMERAKOPF, CONMED LINVATEC SMART  
OR, AXEL 180 LICHTQUELLE, FLOW 40  
INSUFFLATOR PG080, UP-21MD, UP-25MD,  
SONY LMD-1950MD**

**SKU: IZ072021**

**7.999,00 € ~~7.250,00 €~~**

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800

86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79

03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 -

256

Fax.

0049 40 3 61 61 -

257



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

