



## AGFA CR 25.0 DIGITIZER

SKU: G092022

- **Zustand:** Ohne Workstation
- **Lagerort:** Hamburg



---

Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

CR System AGFA CR 25.0 Typ. 5156/100 Digitizer mit kassetten

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	220 kg
<b>Versand</b>	Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
<b>Zustand</b>	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand



## **Lieferumfang**

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

